

Guía rápida de uso del módulo de consulta de resultados

Sistema Web de Resultados

Esta guía rápida describe el uso del módulo de consulta de resultados del sistema web, permitiendo a Pacientes, Médicos y Empresas acceder de manera sencilla a sus exámenes y reportes de resultados.

1. Ingreso al sistema

Al acceder al sitio web, se mostrará directamente la pantalla de inicio de sesión. En esta versión del sistema **no existe una selección previa de tipo de usuario**; todas las opciones están disponibles como botones dentro de la misma pantalla de inicio de sesión.

Opciones disponibles (selección del perfil):

- **Paciente**
- **Médico**
- **Empresa**
- **Referencia** (si aplica)

El usuario debe seleccionar el perfil correspondiente **antes de ingresar sus credenciales**.



Bienvenido!

Accede a tu cuenta para continuar

Paciente Médico Empresa Referencia

Estás ingresando como **Paciente**

Número de identificación*

Contraseña*

Tu contraseña

→ INICIAR SESIÓN

¿Olvidé mi contraseña?

Contacto rápido

EMAIL LLAMAR WHATSAPP

Powered by Laboratus

2. Credenciales de acceso

Una vez elegido el perfil, el sistema solicitará:

Para Pacientes

- **Número de identificación**
- **Contraseña**

Para Médicos

- **Código profesional**
- **Contraseña**

Para Empresas

- **Número de empresa**
- **Contraseña**

Recuperación o solicitud de contraseña

En caso de no recordar la contraseña o no haber recibido una previamente:

- Seleccione **“¿Olvidé mi contraseña?”**
 - Siga el proceso para recibir un enlace o PIN de recuperación en el correo registrado.
-

3. Vista de Órdenes

Tras iniciar sesión, el sistema mostrará una tabla con todas las órdenes de análisis relacionadas con el usuario. Estas se presentan en orden cronológico descendente.

Cada fila incluye:

- Número de orden
- Fecha de análisis
- Estado (Parcial / Finalizada)
- Sede donde se procesó
- Botón de Información del Paciente
- Botón de Históricos / Gráficos
- Botón de Resultados en PDF

Obando Chinchilla Henry Gerardo

Orden	Fecha	Estado	Sede	Información	Histórico	Resultados
0403100027	04/03/2010	Parcial	LAB ECHANDI ROHRMOSER			
0103100019	01/03/2010	Finalizada	LAB ECHANDI MEDIPLAZA			
2302100016	23/02/2010	Parcial	LAB ECHANDI BELEN			
3011090021	30/11/2009	Finalizada	LAB ECHANDI FERIAS			

Rows per page: 10 1-4 of 4

4. Opciones disponibles por orden

4.1 Información del paciente

Al presionar el ícono correspondiente, se despliega una ventana con:

- Nombre completo
- Número de identificación
- Fecha de nacimiento
- Edad
- Sexo
- Teléfono
- Correo electrónico
- Médico asociado (si corresponde)

Datos Demográficos del Paciente

Número del Paciente: 106320395	Nombre del Paciente: Obando Chinchilla Henry Gerardo
Fecha de Nacimiento: 14/07/1964	Edad: 56
Sexo: M	Teléfono: 99955661
Email: henry.obando@gmail.com	Médico: SIN MEDICO

CERRAR

4.2 Ver resultados (PDF)

El ícono de documento abre o descarga el **reporte oficial de resultados** en formato PDF.

4.3 Histórico y gráficos

El ícono de gráfico permite consultar valores históricos de análisis específicos.

La nueva interfaz incluye:

- Selector de tipo de examen (por ejemplo, Triglicéridos)

- Selector de periodo (todas las fechas o intervalos específicos)
- Tabla detallada de resultados con fecha, resultado y rango de referencia
- Visualización gráfica (si existe suficiente historial)

5. Visualización detallada de resultados

La sección de gráficos también muestra abajo una tabla estructurada con:

- Fecha del examen
- Valor obtenido
- Rango de referencia

Si el examen tiene solo un resultado disponible, el sistema lo mostrará pero indicará que no hay datos suficientes para generar un gráfico.

Histórico de Exámenes

Paciente: Obando Chinchilla Henry Gerardo
Identificación: 106320395

Seleccionar Examen

Triglicéridos

X

Periodo

Todos

No hay suficientes datos para mostrar el gráfico.

Detalles de Resultados

Fecha	Resultado	Rango Referencia
23/02/2010	80 mg/dL	50 - 150

6. Consideraciones finales

- Los accesos rápidos para correo, llamadas o WhatsApp están ubicados en la parte inferior de la pantalla de inicio.
- El sistema ha sido optimizado para dispositivos móviles y pantallas de escritorio.

Fin del manual